



Onderhoud Evac Chair

Onderhoud is eenvoudig te organiseren en vindt plaats vinden volgens de richtlijnen van de Evac+Chair International.

De glijriemen van de Evac+Chair hebben de neiging om na verloop van tijd te verouderen; er vormen zich haarscheurtjes.

Om de Evac+Chair in correcte staat te houden is het noodzakelijk dat deze periodiek gecontroleerd worden.

De Evac+Chair moet, naar voorschrift van Evac+Chair International, tenminste eenmaal per jaar geïnspecteerd worden.

- Beperking van risico bij calamiteiten;
- Problemen welke kunnen ontstaan door veroudering worden voorkomen;
- Optimaal functionerende Evac+Chair bij een oefening of ontruiming;

Er wordt voldaan aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen.

Onderhoudscontract

Om er zeker van te zijn dat uw Evac+Chair in perfecte staat verkeert bij een ontruiming, is het noodzakelijk dat u een jaarlijkse controle laat uitvoeren. Tijdens deze controle wordt u Evac+Chair aan de hand van een inspectierapport (IPR) gecontroleerd. Tijdens het onderhoudscontract geldt een verlengde garantieperiode; met een maximum van 5 jaar.

Voorrijkosten per locatie	€ 60,00
Controle/onderhoud per stoel bij 1 – 5 stoelen op locatie	€ 40,00
Controle/onderhoud per stoel bij 6 –10 stoelen op locatie	€ 30,00
Controle/onderhoud per stoel bij 11+ stoelen op locatie	€ 25,00

Onderhoud mag in verband met garantie, alleen door Evac+Chair international gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd.

Een onderhoudscontract wordt afgesloten voor een beperkte periode.



Antwoordfax

faxen naar ESE 040-2301090

wij willen een onderhoudscontract voor jaarlijkse onderhoudsbeurten voor onderstaande Evac+Chair evacuatiestoel(en)

Serienr	Locatie (gebouw/verdieping)
1
2
3
4
5
6

Organisatie:

Naam contactpersoon:m/v

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres: Datum:

Referentie: (inkoop/project nr. etc)

Opmerkingen :

.....

.....