

Ambu® UniMan

De Ambu UniMan is een goedkope oefenpop met alle bekende en gewilde Ambu kijk-luister-voel kenmerken.

De luchtweg wordt slechts geopend wanneer het hoofd op de juiste wijze achterover gebracht is. Optillen van de onderkaak is mogelijk. Er is realistische luchtwegweerstand en de borstkas komt omhoog. Correcte procedure wordt bevestigd door een compressie indicator.

Omdat de Ambu UniMan dezelfde hygiënische oplossing biedt als de Ambu Man, kunnen leerlingen leren en toepassen op de UniMan en vervolgens hun vaardigheden demonstreren op de meer geavanceerde Ambu Man.

De Ambu UniMan is gemakkelijk te vervoeren en op te slaan vanwege zijn compact en lichtgewicht concept.



BESTELINFORMATIE

	CAT. NO.
Ambu UniMan met 25 luchtzakjes en 1 gelaatmasker, geleverd in een zachte draagtas	268 002 000
Luchtzakjes (geleverd in set van 100)	234 000 702
Gelaatmaskers (geleverd in set van 5)	234 000 703

Ambu® MultiMan

De Ambu MultiMan is een set van 4 BLS UniMan oefenpoppen in één systeem, dus kunt u de doelmatigheid van uw BLS training vermenigvuldigen zonder de kosten te verhogen. Ambu MultiMan biedt realisme, gemak en interactie tussen leerlingen: een dynamische oefensituatie.

Het kijk-luister-voel concept vergemakkelijkt onthouden van kennis en de compressie indicator bevestigt de juiste procedure.

Omdat de Ambu MultiMan dezelfde hygiënische oplossing biedt als de Ambu Man, kunnen leerlingen leren en toepassen op de MultiMan en vervolgens hun vaardigheden demonstreren op de meer geavanceerde Ambu Man.

De Ambu MultiMan is gemakkelijk te vervoeren en op te slaan vanwege zijn compact en lichtgewicht concept. Hij kan gescheiden worden in 2 x 2 torso units.



BESTELINFORMATIE

	CAT. NO.
Ambu MultiMan set van 4 BLS oefenpoppen met 100 luchtzakjes en 4 gelaatmaskers, geleverd in een zachte draagtas	268 001 000
Luchtzakjes (geleverd in set van 100)	234 000 702
Gelaatmaskers (geleverd in set van 5)	234 000 703



Accessoires en reserveonderdelen
Pagina 16